

ACOPLAMIENTO CLÓNICO W&H®

DESCRIPCIÓN GENERAL

Diseñado para garantizar una transmisión eficiente de aire, agua, electricidad y luz, conectándose entre la manguera de la unidad dental y los accionamientos de aire.

Su sistema tipo Roto Quick asegura un acople rápido y seguro, optimizando el flujo de trabajo en la clínica.

CARACTERÍSTICAS

- o **Compatibilidad:** para instrumentos con luz LED / LED+ y halógena.
- o **Conexión:** Midwest.
- o **Sistema:** tipo Roto Quick.
- o **Spray/agua:** regulación continua de entrada.
- o **Rotación:** 360° ergonómica.
- o **Diseño:** ligero y flexible.
- o **Esterilizable:** apto para autoclave.




ALMACENAMIENTO

- o Temperatura medio ambiente: +5°C - +40°C
- o Humedad relativa: 30% - 75%
- o Presión atmosférica: 70kPa – 106kPa
- o Temperatura de agua más alta +25°C

CERTIFICACIONES



INDICACIONES DE SEGURIDAD Y PRECAUCIONES



INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL FABRICANTE

Parque Empresarial Porto do Molle
Rúa da Madanela, Nave 3D · 36350 · Nigrán (Pontevedra) España
www.bader.es / info@bader.es

Atención al cliente: +34 986 190 307
Servicio técnico: +34 886 689 430