

ARENADORA DENTAL BASIC

DESCRIPCIÓN GENERAL

Cámara de chorreado de un vaso con gran volumen, para una libertad máxima de movimientos. Ampliación sencilla del depósito sin herramientas, mediante un sistema de acoplamiento rápidos y colores. Equipamiento utilizado para la limpieza y destrucción de piezas fundidas, con el fin de mejorar y facilitar su adherencia.



Puede ser utilizado óxido de aluminio, esfera de cristal o arena especial para:

- Micro retenciones en la superficie interna de las piezas que van a ser cementadas.
- Remover cementos internos y externos de las piezas que van a ser cementadas.
- Eliminar cementos provisionales y definitivos.
- Desengrase superficial de la pieza protésica.
- Ajuste final del área oclusal.
- Destrucción en cerámica y cerámica prensada.
- Limpieza de las piezas fundidas en cromo cobalto.

TABLA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ref. 09060105

Peso bruto	5,6 kg
Presión de uso	4,2 a 6 Atm
Tensión/voltaje	110V/220V
Reactor eléctrico	8W
Lámpara fluorescente	8W
Frecuencia	50/60 Hz
Consumo	50W
Dimensiones	360X380X330 mm


ALMACENAMIENTO

- Temperatura medio ambiente: +5°C - +40°C
- Humedad relativa: 30% - 75%
- Presión atmosférica: 70kPa – 106kPa
- Temperatura de agua más alta +25°C

CERTIFICACIONES



INDICACIONES DE SEGURIDAD Y PRECAUCIONES



INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL FABRICANTE

Parque Empresarial Porto do Molle
Rúa da Madanela, Nave 3D · 36350 · Nigrán (Pontevedra) España
www.bader.es / info@bader.es

Atención al cliente: +34 986 190 307
Servicio técnico: +34 886 689 430