

FANTOMA KIM PARA PRÁCTICA DE REGENERACIÓN ÓSEA

DESCRIPCIÓN GENERAL

Diseñado para universidades, centros de formación. Permite a los alumnos entrenar procedimientos complejos en un entorno seguro y realista.

INCLUYE:

- o Articulador
- o Cabeza y máscara realista
- o Anclaje a mesa
- o Tipodonto quirúrgico: arcada superior (6 dientes) y arcada inferior (10 dientes)
- o Tipodonto ANA4

INFORMACIÓN TIPODONTOS:

- o **Tipodonto superior:** realista para practicar elevación de seno, injertos e implantes guiados.
- o **Tipodonto inferior:** con densidades óseas realistas para entrenamiento quirúrgico.

PERMITE PRACTICAR TÉCNICAS CLAVE:

- o Colocación de implantes dentales
- o Elevación de seno maxilar (sinus lift)
- o Injertos de tejido blando
- o Injertos óseos
- o Regeneración ósea guiada
- o Manejo de tejidos periimplantarios
- o Técnica de Khoury
- o Técnica de la salchicha





CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO / NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES [Ref. 0905150](#)


ALMACENAMIENTO

- o Temperatura medio ambiente: +5°C - +40°C
- o Humedad relativa: 30% - 75%
- o Presión atmosférica: 70kPa – 106kPa
- o Temperatura de agua más alta +25°C

CERTIFICACIONES



INDICACIONES DE SEGURIDAD Y PRECAUCIONES



INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL FABRICANTE

Parque Empresarial Porto do Molle
Rúa da Madanela, Nave 3D · 36350 · Nigrán (Pontevedra) España
www.bader.es / info@bader.es

Atención al cliente: +34 986 190 307
Servicio técnico: +34 886 689 430