

TIPODONTO QUIRÚRGICO BADER

DESCRIPCIÓN GENERAL

Ideal para realizar prácticas de odontología. Los estudiantes podrán hacer sus prácticas en un modelo de estudio de la forma más realista.

Con nuestro tipodonto, los estudiantes pueden practicar técnicas como la extracción dental, la colocación de implantes dentales y la cirugía periodontal, entre otras. Este modelo dental es completamente reutilizable, lo que permite a los estudiantes practicar varias veces hasta que ellos se sientan cómodos con las técnicas.



CARACTERÍSTICAS

- Modelo sin articulador
- 28 dientes fijos
- Tipodonto clónico
- Placa standard tipo Kavo®
- Parte gingival realista de color rosado
- Dientes incrustados sobre una espuma dura compacta muy similar al hueso



CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO / NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES [Ref. 0905132](#)


ALMACENAMIENTO

- o Temperatura medio ambiente: +5°C - +40°C
- o Humedad relativa: 30% - 75%
- o Presión atmosférica: 70kPa – 106kPa
- o Temperatura de agua más alta +25°C

CERTIFICACIONES



INDICACIONES DE SEGURIDAD Y PRECAUCIONES



INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL FABRICANTE

Parque Empresarial Porto do Molle
Rúa da Madanela, Nave 3D · 36350 · Nigrán (Pontevedra) España
www.bader.es / info@bader.es

Atención al cliente: +34 986 190 307
Servicio técnico: +34 886 689 430